

タイタンプラス パワーサプライ

電気泳動用備品（電源）

■特徴

- 小型の電源で、安定した電圧を保持
- デジタル表示により現在の電圧や電流が一目で確認可能
- 差し込み口を正面に2つ、背面にも2つ持ち、同時に最大6台の泳動槽で泳動が可能
- タイマー内臓



製品外観



背面出力ターミナル



Cat.No. 1504

商品名：タイタンプラス パワーサプライ

電圧調整範囲：0～500V

電流：0～120mA

メーター精度：±1V、±1mA

タイマー設定範囲：0～60分連続通電(Hold)可能

終了アラーム：泳動終了時約5秒間鳴動

電源：100V 50/60Hz

消費電力：110W

重量：5kg

外形寸法：240(W)×250(D)×140(H)mm

製品の詳細につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
製品改良のため、使用及び外観の一部を予告なく変更する事があります。

株式会社ヘレナ研究所

本社 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-19

☎ 048-833-3208 FAX 048-833-3273

支社 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-31 第6松屋ビル7F

☎ 06-6945-1070 FAX 06-6945-1055