

タイタンジェル チャンバー

電気泳動用備品


■特徴

- 蓋を開けると自動的に電気が切れる安全設計
- 白金線が内外槽両側に装着されているため、『タイタンIII』『タイタンジェル』など幅広い支持体に対応
- 『タイタンプラス パワーサプライ』はもちろん、他社の電源装置も幅広く使用可能



製品外観

安全装置つきプラグ




バナナプラグには金属面を覆うカバーがついており、差込時の感電を防止します。

プラグ寸法



安全装置つき蓋

さらにチャンバーは蓋を閉める事で電気が入るようになっており、二重の安全設計です。



Cat.No. 4063

商品名：タイタンジェル チャンバー

同時泳動枚数：タイタンIII (CA膜)時3枚

タイタンジェル(アガロース膜)時2枚

免疫電気泳動時1枚

コネクター形状：バナナプラグ (安全装置付き)

重量：900g

外形寸法：200(W)×300(D)×50(H)mm




スポンジウィックSM

- 免疫電気泳動ゲル/10などマルチトラック用アダプターとして使用します。

Cat.No. J634
規格：2本1組
20×23.5×135(mm)

免疫電気泳動ゲル/10



使用例

製品の詳細につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
製品改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社ヘレナ研究所

本社 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-19
☎ 048-833-3208 FAX 048-833-3273